

添付資料

【体組成計 左右部位別インナースキャン50V 製品仕様例】

[BC - 620]

商品名(機種番号)	体組成計左右部位別インナースキャン50V(BC-620)
色	コーラルピンク(CP)/スカイブルー(SB)
最大計量	150kg
最小表示	0~100kg まで 50g 100~150kg まで 100g
体脂肪率計測 1	0.1%単位
体脂肪率判定 1	やせ~肥満 5段階(パー判定)
内臓脂肪レベル 2	1.0~59.0 レベル 0.5 レベル単位
基礎代謝量 2	0~9999kcal/日
体内年齢 2	1才単位
筋肉量 1	0~100kg まで 50g 100kg 以上 100g
筋肉量スコア 2	-4~4スコア
推定骨量 1	100g 単位
左右部位別測定 1	脂肪率・筋肉量
左右部位別判定 2	脂肪率・筋肉量 3ブロック9段階判定
過去データ	前回値、1・2週間前、1~6ヶ月前
登録人数	4人/ゲストモード付き
商品サイズ(質量)	D397×W334×H63mm(約2.3kg/乾電池含む)
電源	DC6V 単3乾電池(R6)4本使用
主な付属品	取扱説明書、保証書、単3乾電池4本
価格	オープン

- 1 対象年齢6才以上~99才以下の男女
- 2 対象年齢18才以上~99才以下の男女

主な製品特徴

- ・全身に加え、左右の腕足や体幹部といった5つの部位の脂肪率と筋肉量が計測できる
- ・操作・表示部がセパレートタイプで計測結果を手元で確認できる
- ・体重や全身、5つの部位(左右の腕足・体幹部)の筋肉量を50g単位で精密測定・表示
- ・内臓脂肪レベルを0.5レベル単位で詳細表示
- ・左右の腕足、体幹部のデータは数字とともに3ブロック9段階のビジュアル表示

【体組成計 左右部位別インナースキャン50V 製品仕様例】

[B C - 6 2 1]

商品名（機種番号）	体組成計左右部位別インナースキャン50V（BC-621）
色	シャイニーシルバー（SS）/ネイビーブルー（NB）
最大計量	150kg
最小表示	0～100kg まで 50g 100～150kg まで 100g
体脂肪率計測 1	0.1%単位
体脂肪率判定 1	やせ～肥満 5段階（バー判定）
内臓脂肪レベル 2	1.0～59.0 レベル 0.5 レベル単位
基礎代謝量 2	0～9999kcal/日（バー判定）
体内年齢 2	1才単位
筋肉量 1	0～100kg まで 50g 100kg 以上 100g
筋肉量スコア 2	- 4～4スコア
推定骨量 1	100g 単位
左右部位別測定 1	脂肪率・筋肉量
左右部位別判定 2	脂肪率・筋肉量 9ブロック9段階判定
過去データ	前回値、1・2週間前、1～12ヶ月前
登録人数	4人/ゲストモード付き
商品サイズ（質量）	D381×W332×H52mm（約2.6kg/乾電池含む）
電源	DC6V 単3乾電池（R6）4本使用
主な付属品	取扱説明書、保証書、単3乾電池4本
価格	オープン

- 1 対象年齢6才以上～99才以下の男女
- 2 対象年齢18才以上～99才以下の男女

主な製品特徴

- ・全身に加え、左右の腕足・体幹部といった5つの部位の脂肪率と筋肉量が計測できる
- ・操作・表示部がセパレートタイプで計測結果を手元で確認できる
- ・体重や全身、5つの部位（左右の腕足・体幹部）の筋肉量を50g単位で精密測定・表示
- ・内臓脂肪レベルを0.5レベル単位で詳細表示
- ・左右の腕足、体幹部のデータは数字とともに9ブロック9段階のビジュアル表示