

詳細は次のとおりです。

< 「HV-F5200」の商品概要 >

主な特長


1. こりには「こり用マッサージ波形」、痛みには「痛み用深部治療波形」を搭載し、  
症状別の治療を実現

「こり治療」には、こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な低周波電流として、周波数1～1200Hzの「こり用マッサージ波形」を搭載。患部全体の血行促進、マッサージ効果が得られ、こり解消や疲労回復の治療が可能です。

「痛み治療」には、痛みを和らげるのに効果的な122Hzの波形と、従来の低周波治療器特有のぴりぴり感を和らげる4000Hzの波形を組み合わせた「痛み用深部治療波形」を搭載。痛み神経を刺激し、つらい神経痛や筋肉痛を和らげます。

【こり治療】

【痛み治療】




2. 治療をより効果的に行う、新開発の「患部集中パッド」

当社で、従来痛み治療に用いてきたパッドを改良し、「患部集中パッド」を新開発。2枚1組のパッドのうち、1枚は従来痛み患部に貼って使用していた小さなパッドを「通常パッド」に重ね合わせた、2重構造の「青丸パッド」を採用しました。痛み治療時には、この「青丸パッド」を痛み患部に貼ることで、流れる電流を患部に集中させることができ、治療効果が高まります。

また、こり治療時には「青丸パッド」も広範囲に電流が流れる「通常パッド」として使用することができるので、こり治療時と痛み治療時でパッドを貼りかえる必要がありません。

### 「患部集中パッド」

### 【痛み治療時の電流の流れ】



痛みのある患部に青丸パッドを貼ることで、青丸パッドの痛み治療部分に電流が集中する。

### 3. 新開発の大型温熱サポーターによる温熱治療 (HV-F5200 のみ)

新開発の大型温熱サポーターが、肩や腰、背中のこりや痛みの部分を包み込み、効果的に温めます。広範囲を温めることで血行を改善し、つらい症状を緩和します。「低温」「中温」「高温」の温度調整が可能なので、好みの温度で治療を行えます。



首 + 肩



肩 + 背中



腰

### 4. 「こり治療」用：6つの「部位別自動コース」と5つの「お好みコース」による多彩なマッサージプログラム

肩・背中・腕・腰・脚・足裏の6つの部位ごとに「こり自動コース」を搭載。選択した部位の症状に合わせて、もみ・たたき・押し・さすり・振動の刺激を組み合わせたプログラムで自動的に治療を行います。また、もみ・たたき・押し・さすり・振動を個別に選択できる「お好みコース」を搭載。

さらに、治療中に左右のパッドの刺激の強さを変えることができる「左右バランスダイヤル」機能により、症状に合った効果的な治療を行うことができます。



### 5. 「痛み治療」用：4つの「部位別自動コース」と「治療パッド選択」機能

肩関節・ひじ関節・腰・ひざ関節の4つの部位ごとに「痛み自動コース」を搭載。また、「治療パッド選択」機能により、「左のみ」「右のみ」「左右交互」の3つから治療したい部位を選ぶことができるので、痛みの部分に集中して治療電流を流し、効果的な治療を行います。



### 6. 使いやすさをサポートする「パッド貼り位置ガイド」

「こり治療コース」「痛み治療コース」ともに、治療部位を選択すると、本体液晶画面でパッドを貼り付ける位置を点滅して表示する「パッド貼り位置ガイド」を搭載。初めての方でも簡単に治療を開始できます。

### 7. 収納に便利な「コード巻取り収納」「パッド収納ボックス」

本体とパッドをつなぐパッドコードは、簡単に巻取り収納ができるので、使用後には簡単に収納できます。また、本体背面には大型ポケット「パッド収納ボックス」を設置し、4枚のパッドをすっきりと収納することができます。



コード巻取り収納



パッド収納ボックス